

MUFFOLA CON COPERCHIO IN FIBRA DI VETRO PER CERAMICA STAMPATA E PROVVISORI

TENDER FLASK
Magnetic

Verticolatore con coperchio in fibra di vetro per ceramica stampata



Coperchio Standard



Coperchio basso



Per maggiori informazioni



Guardare video su Youtube digitando:

- Tender Flask
- Alberto Bianchetto



TENDER FLASK
Magnetic

Tender Tray Magnetic è un sistema per modelli di precisione sezionabili con riposizionamento geometrico e magnetico. La piastra di materiale antiriflesso si presta perfettamente per la scansione Cad-Cam.

Tender Flask In Press è una muffola, in grado di poter ospitare al suo interno il Tender Tray Magnetic, con coperchi in alluminio, fibra di vetro o policarbonato trasparente che vengono selezionati in base al materiale prescelto per il controstampo (Gesso, silicone, silicone trasparente) ideale per stampare, sia con tecnica ad iniezione che a pressione, qualsiasi tipo di materiale odontoiatrico. Due coperchi più bassi consentono di trasformare la muffola in verticolatore per lo stampaggio di ceramica pressata, intarsi in composito e provvisori in resina.

MUFFOLA CON COPERCHI DI DIVERSI MATERIALI

Trasparente per composito
con controstampo in silicone trasparente



In fibra di vetro per acrilico
con controstampo in silicone



In alluminio per acrilico
con controstampo in gesso



MUFFOLA VERSIONE VERTICOLATORE CON COPERCHI DI DIVERSI MATERIALI

Trasparente per composito
con controstampo in silicone trasparente



In fibra di vetro per acrilico
con controstampo in silicone



**MUFFOLA CON COPERCHIO TRASPARENTE
PER COMPOSITO**

TENDER FLASK
Magnetic

**MUFFOLA CON COPERCHIO IN METALLO
PER PROTESI MOBILE, PROVVISORI, RIBASATURE**

TENDER FLASK
Magnetic

Composito con controstampo in silicone trasparente



...



Coperchio Standard



Coperchio basso



Coperchio verticatore



Protesi mobile



Provvisorio



Ribasatura

