



MOCERMIUM
ORTHODONTICS

MISTRAL K

ATTACCHI AUTOLEGANTI



ortodonzia
M
GRUPPO
MICERMIUM

Ottimo controllo rotazionale e resistenza eccellente

L'attacco autolegante interattivo MISTRAL K, disponibile sia in metallo che ceramica, è stato progettato e realizzato con un'ingegneria di precisione micrometrica e con caratteristiche accurate uniche.

MISTRAL K consente ai denti di muoversi esattamente come previsto dall'ortodontista. La tecnologia MIM del metallo e la lavorazione precisa consentono di realizzare brackets in metallo con frizione ridotta.



MISTRAL K

ATTACCHI AUTOLEGANTI

Gancio a palla

parallelo alla base per un maggior comfort del paziente

Sistema di apertura

Possibilità di aprire la clip sia dal lato gengivale che dal foro occlusale

Ingresso arrotondato

dello slot riduce l'attrito dovuto al contatto col filo

Spessore della clip

ottimizzato per evitare deformazioni e aumentare la pressione del filo sulla base dello slot

Frizione ridotta


grazie alla levigatura accurata e al trattamento di superficie dello slot

Bordo arrotondato

che aumenta il comfort del paziente durante il trattamento ortodontico

Profilo basso


Il design e il profilo più basso assicurano un trattamento ortodontico accurato e comfort al paziente



MISTRAL K

ATTACCHI AUTOLEGANTI

Basetta



Sagoma della basetta ideale per un adattamento accurato


Ritenzione a 80 Gauge, basetta angolata a 45°

Marcatura al laser per una identificazione permanente dell'attacco

Sequenza fili



Fase passiva



Fase Interattiva



Fase Attiva

Apertura clip



Apertura primaria



Apertura secondaria



Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83
16036 Avegno (GE) Italy
Tel. 0185 7887 850
ortho@micerium.it
www.micerium.it