

Seccionamiento de precisión más fácil, veloz y seguro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Voltaje | 220-230 V, 50 Hz |
| Absorción | 100 W |
| Base | 20 x 42 cm |
| Altura | 34 cm |
| Peso | 10 Kg |
| Hoja | 8 cm (agujero 1,6 cm) |
| Espesor de la hoja | 0,2 mm |



| Código | Descripción | C.dad |
|---------|--|-------|
| PX901A | SEPARADORA PARA MUÑONES con soporte y base ajustable | 1 Ud |
| ASX1000 | Aspirador externo para sierra y separadora | 1 Ud |
| PX903 | Soporte para Accutrac | 1 Ud |
| PX904 | Lama dentellada para sierra eléctrica | 1 Ud |
| PX905 | Soporte para Tricodent | 1 Ud |
| PX905A | Soporte para Model Tray | 1 Ud |
| PX906 | Base ajustable para los soportes | 1 Ud |
| PX907 | Soporte para Dowel Pins, Pindex, etc. | 1 Ud |