

# SPEKTRA

ARCOS: FORMAS

Utilizar el arco ideal en cada situación puede reducir el tiempo de tratamiento y en el sillón y producir mejores resultados.

Por ello, le ofrecemos una amplia gama de tipos de alambre, formas de arcada, fuerzas y tamaños.



## Forma Americana

Este forma de arco puede ser utilizado a través del tratamiento con poca o ninguna manipulación. Expande ligeramente el segmento anterior para proporcionar una ligera sobrecorrección que permita la estabilización tras la retirada del arco. Cada arco tiene una identificación distinta y consistente de la línea media superior o inferior.

## Forma Europea

Ligeramente más estrecha que la Forma Americana en la región anterior. Debido a la curvatura de la arcada en el segmento anterior, la Forma Europea es ideal tanto para los sistemas de fijación de un colgajo como para los brackets de autoligado, para los que la baja fricción es un factor clave. Las arcadas superior e inferior están claramente identificadas con una marca permanente en la línea media.

## Forma Universal

Forma desarrollada para las técnicas de autoligado. Posterior más amplio para permitir la expansión completa del arco. Alarga el arco reduciendo las extracciones. Su forma universal simplifica la gestión de las existencias.

## Forma Estándar

Esta forma clásica se limita sólo a los arcos que pueden ser remodelados. Son lo suficientemente largos como para permitir varios bucles. Los arcos superior e inferior están claramente identificados con una marca central permanente. Disponible en acero endurecido.