

# MISTRAL KLEAR

## BRACKET AUTOLIGADO INTERACTIVO

### Reducción de la fricción y mayor control del movimiento de los dientes

MISTRAL CLEAR es un sistema de brackets estéticos autoligado.

El bracket autoligado interactivo MISTRAL CLEAR está diseñado para combinar una menor fricción durante las fases de nivelación/alineación y el control en las fases finales con una excelente estética para satisfacer las necesidades de los pacientes.

#### Borde redondeado

que combinado con el bajo perfil aumenta el confort del paciente durante tratamiento de ortodoncia

#### Gancho de bola

paralelo a la base para mayor comodidad del paciente

#### Sistema de apertura

Posibilidad de abrir el clip ya sea desde el lado gingival y del orificio oclusal

#### Posicionamiento preciso

gracias a la lengüeta de elastómero coloreada, sin látex, paralela al borde incisal del diente

#### Ranura suave

Baja fricción gracias tratamiento de superficies

#### Tratamiento superficie

especial sobre el cuerpo y ganchos para reforzarlos


#### Espesor del clip

optimizado para evitar deformaciones

#### Cuerpo traslúcido

que coincide con el color del diente

#### Placa base



Superficie extendida a aumentar la retención

La base sigue la curva del diente

Ranura lateral para facilitar la desconexión del bracket

#### Instrumentos

##### Apertura del clip primario



##### Apertura del clip secundario

