

SPINNAKER PREMIUM

TUBOS BUCALES

La mejor opción clínica para un confort óptimo del paciente

El tubo bucal de bajo perfil **SPINNAKER** es un producto altamente innovador diseñado para garantizar los más altos niveles de estética y comodidad.

Los tubos **SPINNAKER** se construyen con tecnología MIM y se fabrican para garantizar la máxima funcionalidad desde el punto de vista clínico.

Guía

paralelo mesio-distal al plano oclusal para facilitar el posicionamiento

I MOLAR

Gancho

paralelo a la base para mejorar la comodidad del paciente, simplificar la unión del tubo y reducir las interferencias oclusales

Extensión distal

Permite aplicar una segunda fuerza elástica al molar

Entrada de embudo

para facilitar la inserción de arcos desde cualquier ángulo

Guías laterales

Estas dos guías, oclusal y gingival, ayudan a tomar y posicionar el tubo de forma segura, sencilla y precisa

Perfil bajo

Diseño elegante y cómodo para el paciente

Excelente retención

Base de malla (calibre 80) para un sellado ideal

BASE

Medidas

La base es grande en los primeros molares para asegurar la mejor adhesión y pequeño en el segundo molares para facilitar posicionamiento

Adaptabilidad excepcional

La ranura y la forma de la base aseguran a los tubos **SPINNAKER** extraordinaria precisión y fuerza de retención