

SPINNAKER SELF

TUBOS BUCALES AUTOLIGADO

Reducción de la fricción y control óptimo del movimiento de los dientes

SPINNAKER SELF es un tubo autoligado muy innovador y de alto rendimiento. Está diseñado para ofrecer la máxima simplicidad y funcionalidad. Facilita la inserción de arcos en los tubos de II molares. Ideal para combinar con cualquier accesorio de autoligado, también se puede utilizar en combinación con Brackets gemelos en lugar de un tubo convertible.

Tubo sin aletas

Evita la interferencia con los molares superiores y permite un posicionamiento preciso del tubo en el punto FA de la corona de los molares inferiores

Eficiencia

Diseñado para acelerar los cambios de arco y reducir la fricción para un movimiento dental más eficaz

Clip térmica en NiTi

Diseñado para facilitar la apertura y cierre con la máxima fiabilidad. Amplio y elástico para un mayor control de la rotación

Clip pasivo

menos fricción durante todas las fases del tratamiento

Orificio de apertura

para la inserción del instrumento y apertura del clip

Borde redondeado

que junto con el bajo perfil aumenta la comodidad del paciente durante el tratamiento de ortodoncia

Gancho integrado

curva en la parte superior y recta en la inferior para optimizar la funcionalidad y comodidad para el paciente

Base



- Chorreado con arena para maximizar la adherencia al diente
- Forma ideal para un ajuste preciso
- Retención arenada para crear socavones y mejorar la retención