

LÁMPARA FOTOPOLIMERIZADORA

Un solo gesto para disponer de la potencia de la luz

- Potencia máxima hasta 2400 mW/cm²
- La longitud de onda de la luz está comprendida entre 390 - 480 nm con picos de 405/460nm, permitiendo una eficaz actuación sobre los fotoiniciadores más comunes.
- 6 programas de polimerización y 2 para detectar caries y placa
- Sin apagado durante su utilización: el sistema inteligente de gestión del calor evita el sobrecalentamiento después de un uso continuo
- Radiómetro integrado: simple control de la intensidad con display O-led
- Batería de cartucho. Diseño innovador y de fácil sustitución.



Ref	Descrizione	Q.tà
CLED2	Lámpara LED Micerium 10 W LED - 240 V	1 Ud

- >> Low 600 mW/cm²
- >> Ramp 1000 mW/cm²
- >> Standard 1000 mW/cm²
- >> High 1800 mW/cm²
- >> Turbo 2400 mW/cm²
- >> Fast Ortho 1800 mW/cm²
- >> Detección de placa 250 mW/cm²
- >> Detección de caries 350 mW/cm²

Dispositivo de protección individual para la protección de los ojos de plástico transparente y naranja.

Código	Descripción	C.dad
OCCH10	Gafas en plástico transparente Clase I (EN 166S)	1 Ud
OCCH10A	Gafas en plástico naranja para lámpara fotopolimerizadora Clase II (EN 166S)	1 Ud
OCCH10M	Gafas de seguridad (lente de 2 mm) Certificado de Dispositivos Médicos Clase I Test report DPI CAT. III	1 Ud
WD9-SCUDO	Visera protectora desechable (medidas 320x220 mm) Certificado de Dispositivos Médicos Clase I Test report DPI CAT. III	1 Ud



GAFAS PROTECTORAS

ENA ORAL CARE

SILVER LINE GEL

Gel gingival de plata coloidal (10 ppm) con aloe y extracto de cáñamo

Efecto antibacteriano - antiviral natural

- Aftas, Úlceras, Estomatitis aftosa recurrente, Gingivitis, Periodontitis
- Mucositis por radioterapia y quimioterapia
- Cirugía oral (Extracciones difíciles, Implantología)
- Úlceras traumáticas causadas por prótesis dentales y aparatos de ortodoncia
- Elimina la sensación de ardor y protege la mucosa bucal



Código	Descripción	C.dad
ECSG150	SILVER LINE GEL Gel gingival de plata coloidal 9 jeringas + 25 puntas	3x50 ml
ECSG50	SILVER LINE GEL Gel gingival de plata coloidal 1 jeringa + 1 punta	50 ml