

DENTOPREP ARENADORA ORAL

Íntegramente en acero

Las micro porosidades aumentan la retención mecánica hasta el 40%

APLICACIONES EXTRA ORALES

- Coronas metal-cerámica
- Pernos
- Incrustaciones y onlays
- Puentes Maryland
- Eliminación de cemento antes de volver a cementar

APLICACIONES INTRA ORALES

- Reparaciones de cerámica y composite
- Limpieza de la superficie
- Esterilizable hasta 135°C, contenedor, incluido el conector para la turbina



RØNVIG

Código	Descripción	C.dad
RON1900	Dento-Prep Arenadora oral para clínica	1 Ud
RON1906	Óxido de Aluminio 50 micrón	1 Kg
RON1926	Conector Dento-Prep 6 mm	1 Ud
RON1930	Conector Dento-Prep Midwest	1 Ud
RON1935	Conector Dento-Prep Sirona	1 Ud
RON1936	Conector Dento-Prep W y H	1 Ud
RON1937	Conector Dento-Prep Kavo	1 Ud
RON1938	Conector Dento-Prep Bien Air	1 Ud
RON1939	Conector Dento-Prep N NSK	1 Ud
RON1903	DENTOPREP DUST-CABINET 230 VOLT, 30 WATT Sistema aspirante para arenadora con interior iluminado	1 Ud

DENTOPREP DUST CABINET

Aspirador para arenadora

Ideal para utilizar la arenadora en clínica fuera de la cavidad oral. Dotado de iluminación LED y de filtro para la arena, se limpia con mucha facilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones externas	(altura, anchura, profundidad) 18 x 29,8 x 22,5 cm
Peso	3,776 Kg

SISTEMA DE PULIDO PARA PRÓTESIS

MicroClean

Sistema de limpieza mecánica y química todo en uno para férulas y prótesis removibles. Limpieza extremadamente eficaz y a la vez suave gracias a la forma especial redondeada de las agujas de limpieza y al líquido universal. A diferencia de la limpieza por ultrasonidos, también hace brillar la dentadura sin necesidad de utilizar gomas de pulir.

Código	Descripción	C.dad
SD676410	MicroClean 220V dimensiones: 20x20x20 cm peso: 3 kg agujas y líquido universal	1 Ud
SD678865	Agujas largas	150 g
SD678866	Agujas cortas	150 g
SD678855	Líquido naranja universal	500 ml
SD678857	Líquido verde ácido	500 ml

