


ENA SOFT FLOW



ENA SOFT FLOW, es un composite fotopolimerizable fluido, que se mantiene blando después de la polimerización. Se puede utilizar para inlay y onlay provisionales pero es especialmente indicado para la cementación provisional de carillas.

VENTAJAS TECNOLÓGICAS Y OPERATIVAS

- Ideal para la cementación de carillas provisionales
- Aplicación simple: no se pega al instrumento
- Se mantiene blando sellando la carilla provisional
- Se quita sin residuos
- Altas características físicas (resistencia a la flexión 154 MPa)

Código	Descripción	C.dad
EHTSF	Ena Soft Flow Color dentina	3 g



Aplicación de Ena Soft Flow para cementar los provisionales



Polimerización durante 60 segundos



Preparaciones después de la remoción del provisional

ENA SOFT



ENA SOFT es un material elástico para restauraciones provisionales. Tiene la ventaja de poder retirarse fácilmente en una pieza, sin romperse y sin dañar la preparación.

ENA SOFT está indicado también para provisionales de largo plazo porque mantiene perfectamente la forma del diente.

VENTAJAS TECNOLÓGICAS Y OPERATIVAS


- De simple aplicación: no es pegajoso
- De simple remoción, de una sola pieza
- Perfecto para inlays y onlays
- Obturaciones fuertes y resistentes a lo largo del tiempo
- Se puede eliminar fácilmente de los tornillos de cierre de los implantes
(Nota: Ena Soft Flow no adapto para implantes)
- Sin BIS-GMA

Código	Descripción	C.dad
EHTS2	Ena Soft Color dentina	5 g

ENA SOFT




Aplicación



Eliminación



Cierre de tornillos de implantes



Obturaciones provisionarias de inlays y onlays