


MICROSCOPIA

Prof. Vassilios Katsias



SECCIÓN




Diente reconstruido
10% Conicidad




Diente reconstruido
2% Conicidad

UV LIGHT



10% Conicidad




2% Conicidad

Ena Post



Perfecta integración estética y funcional con postes de fibra de vidrio y composite.

Restauración realizada por el doctor Lorenzo Vanini



VENTAJAS TECNOLÓGICAS Y OPERATIVAS

- Estético: color de la dentina y fluorescente
- Funcional: la misma elasticidad que la dentina
- Perfecta cohesión fibras-composite
- Las fibras han sido introducidas en la misma matriz resinosa del composite microhíbrido para restauraciones (Enamel plus HRi)
- Perfecta silanización
- Radiopaco: visible con rayos X
- Anillas coloreadas para una fácil identificación



Código	Descripción	C.dad
CP0200	KIT PERNOS ESTÉTICOS ENA POST 2% CONICIDAD: Ena Post perno en fibra ø 0,8 - 1,25 mm Ena Post perno en fibra ø 1,0 - 1,45 mm Ena Post perno en fibra ø 1,2 - 1,65 mm Ena Post perno en fibra ø 1,4 - 1,88 mm Ena Post fresa 1 cada medida	5 Uds 5 Uds 5 Uds 5 Uds 4 Uds
CP0208	Ena Post Anilla blanca perno en fibra ø 0,8 - 1,25 mm	10 Uds
CP0210	Ena Post Anilla amarilla perno en fibra ø 1,0 - 1,45 mm	10 Uds
CP0212	Ena Post Anilla azul perno en fibra ø 1,2 - 1,65 mm	10 Uds
CP0214	Ena Post Anilla negra perno en fibra ø 1,4 - 1,88 mm	10 Uds
CP0208-30	Ena Post Anilla blanca perno en fibra ø 0,8 - 1,25 mm	30 Uds
CP0210-30	Ena Post Anilla amarilla perno en fibra ø 1,0 - 1,45 mm	30 Uds
CP0212-30	Ena Post Anilla azul perno en fibra ø 1,2 - 1,65 mm	30 Uds
CP0214-30	Ena Post Anilla negra perno en fibra ø 1,4 - 1,88 mm	30 Uds
CPF0208	Ena Post Fresa blanca ø 0,8 - 1,25 mm	1 Ud
CPF0210	Ena Post Fresa amarilla ø 1,0 - 1,45 mm	1 Ud
CPF0212	Ena Post Fresa azul ø 1,2 - 1,65 mm	1 Ud
CPF0214	Ena Post Fresa negra ø 1,4 - 1,88 mm	1 Ud

Código	Descripción	C.dad
CP1000	KIT PERNOS ESTÉTICOS ENA POST 10% CONICIDAD: Ena Post perno en fibra ø 0,5 - 1,6 mm Ena Post perno en fibra ø 0,7 - 1,8 mm Ena Post perno en fibra ø 0,9 - 2,0 mm Ena Post perno en fibra ø 1,1 - 2,2 mm Ena Post fresa 1 cada medida	5 Uds 5 Uds 5 Uds 5 Uds 4 Uds
CP1005	Ena Post Anilla blanca perno en fibra ø 0,5 - 1,6 mm	10 Uds
CP1007	Ena Post Anilla verde perno en fibra ø 0,7 - 1,8 mm	10 Uds
CP1009	Ena Post Anilla roja perno en fibra ø 0,9 - 2,0 mm	10 Uds
CP1011	Ena Post Anilla azul perno en fibra ø 1,1 - 2,2 mm	10 Uds
CP1005-30	Ena Post Anilla blanca perno en fibra ø 0,5 - 1,6 mm	30 Uds
CP1007-30	Ena Post Anilla verde perno en fibra ø 0,7 - 1,8 mm	30 Uds
CP1009-30	Ena Post Anilla roja perno en fibra ø 0,9 - 2,0 mm	30 Uds
CP1011-30	Ena Post Anilla azul perno en fibra ø 1,1 - 2,2 mm	30 Uds
CPF1005	Ena Post Fresa (1 muesca - blanco) ø 0,5 - 1,6 mm	1 Ud
CPF1007	Ena Post Fresa (2 muescas - verde) ø 0,7 - 1,8 mm	1 Ud
CPF1009	Ena Post Fresa (3 muescas - rojo) ø 0,9 - 2,0 mm	1 Ud
CPF1011	Ena Post Fresa (4 muescas - azul) ø 1,1 - 2,2 mm	1 Ud

