

DENTOPREP ARENADORA ORAL

Íntegramente en acero

Las micro porosidades aumentan la retención mecánica hasta el 40%

APLICACIONES EXTRA ORALES

- Coronas metal-cerámica
- Pernos
- Incrustaciones y onlays
- Puentes Maryland
- Eliminación de cemento antes de volver a cementar

APLICACIONES INTRA ORALES

- Reparaciones de cerámica y composite
- Limpieza de la superficie
- Esterilizable hasta 135°C, contenedor, incluido el conector para la turbina



RØNVIG

| Código | Descripción | Cdad |
|---------|---|------|
| RON1900 | Dento-Prep Arenadora oral para clínica | 1 Ud |
| RON1906 | Óxido de Aluminio 50 micrón | 1 Kg |
| RON1926 | Conector Dento-Prep 6 mm | 1 Ud |
| RON1930 | Conector Dento-Prep Midwest | 1 Ud |
| RON1935 | Conector Dento-Prep Sirona | 1 Ud |
| RON1936 | Conector Dento-Prep W y H | 1 Ud |
| RON1937 | Conector Dento-Prep Kavo | 1 Ud |
| RON1938 | Conector Dento-Prep Bien Air | 1 Ud |
| RON1939 | Conector Dento-Prep N NSK | 1 Ud |
| RON1903 | DENTOPREP DUST-CABINET 230 VOLT, 30 WATT Sistema aspirante para arenadora con interior iluminado | 1 Ud |

DENTOPREP DUST CABINET

Aspirador para arenadora

Ideal para utilizar la arenadora en clínica fuera de la cavidad oral. Dotado de iluminación LED y de filtro para la arena, se limpia con mucha facilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|----------------------|---|
| Dimensiones externas | (altura, anchura, profundidad) 18 x 29,8 x 22,5 cm |
| Peso | 3,776 Kg |

SISTEMA DE PULIDO PARA PRÓTESIS

MicroClean

Sistema de limpieza mecánica y química todo en uno para férulas y prótesis removibles. Limpieza extremadamente eficaz y a la vez suave gracias a la forma especial redondeada de las agujas de limpieza y al líquido universal. A diferencia de la limpieza por ultrasonidos, también hace brillar la dentadura sin necesidad de utilizar gomas de pulir.

| Código | Descripción | Cdad |
|----------|--|--------|
| SD676410 | MicroClean 220V dimensiones: 20x20x20 cm peso: 3 kg agujas y líquido universal | 1 Ud |
| SD678865 | Agujas largas | 150 g |
| SD678866 | Agujas cortas | 150 g |
| SD678855 | Líquido naranja universal | 500 ml |
| SD678857 | Líquido verde ácido | 500 ml |

