






Instrumentos para dique de goma ideados por el Dr. Lorenzo Vanini



Documentación iconográfica del Dr. Francesco Simoni

Código	Descripción	C.dad
<b>EMKU</b>	<b>KIT ENA MATRIX PARA DIQUE DE GOMA</b> Estructura Ena Matrix para dique de goma (Small, Medium, Large) Ena Matrix Perforador de dique de goma Ena Matrix Pinza portaclamps para dique Hilo Interdental Ena Matrix clamp para dique de goma	3 Uds 1 Ud 1 Ud 1 Ud 5 Uds
<b>EMU</b>	<b>KIT ENA MATRIX CLAMPS PARA DIQUE DE GOMA</b> Clamps surtidos	5 Uds
<b>EMU02</b>	Ena Matrix clamp 2 para dique de goma, para posteriores	1 Ud 
<b>EMU22</b>	Ena Matrix clamp 22 para dique de goma, para posteriores	1 Ud 
<b>EMU41</b>	Ena Matrix clamp 41 para dique de goma, para anteriores	1 Ud 
<b>EMU51</b>	Ena Matrix clamp 51 para dique de goma, para anteriores	1 Ud 
<b>EMU61</b>	Ena Matrix clamp 61 para dique de goma, para anteriores	1 Ud 
<b>EMP5</b>	Estructura Ena Matrix para dique de goma small - medium - large	3 Uds
<b>EMP5S</b>	Ena Matrix Estructura para dique de goma small	1 Ud
<b>EMP5M</b>	Ena Matrix Estructura para dique de goma medium	1 Ud
<b>EMP5L</b>	Ena Matrix Estructura para dique de goma large	1 Ud
<b>EMP6</b>	Ena Matrix Perforador de dique de goma	1 Ud
<b>EMP7</b>	Ena Matrix Pinza portaclamps para dique	1 Ud

## KIT MOCK UP Para carillas provisionales

### PROVISIONALES EN 5 MINUTOS:

- Toma de impresión con silicona y cubetas transparentes 45 seg.
- Endurecimiento de la toma de impresión 1 min. y 30 seg.
- Preparación de las carillas
- Aplicación del Flow HRi en la cubeta 30 seg.
- Fotopolimerización 60 seg.
- Fotopolimerización final con Ena Seal 60 seg.



Código	Descripción	C.dad
<b>TEMPSMU</b>	<b>KIT MOCK UP PARA CARILLAS PROVISIONALES</b> Temp Silic - Silicona Transparente para el dentista Puntas automezclantes Cubetas transparentes para anteriores Cubetas transparentes para inferiores Cubetas transparentes para superiores Enamel plus HRi Flow Puntas negras ø 1,2 mm Ena Seal	2x50 ml 8 Uds 2 Uds 2 Uds 2 Uds 3x2 g 3 Uds 2,5 ml

Código	Descripción	C.dad
<b>TS1</b>	Silicona transparente para el dentista	50 ml
<b>TS1-5</b>	Silicona transparente para el dentista	5x50 ml
<b>TSPA</b>	Cubetas transparentes para anteriores	25 Uds
<b>TSPL</b>	Cubetas transparentes para inferiores	25 Uds
<b>TSPS</b>	Cubetas transparentes para superiores	25 Uds