

TÉCNICA DE Prensado con MUFLA

Mufla de Plexiglás para prensar

puentes largos, combinada, parciales, perio-over-dentures.

- Fácil: modelación en cera en vez de composite
- Rápido: Tiempo de trabajo un 70% inferior
- Meticuloso: Muy buen acabado de la superficie
- Medidas: 10,5 x 8,6 cm x máximo 5,5 cm
- 2 insertos para reducir el consumo de silicona
- 1 base universal
- 2 tapas con diferentes alturas



Código	Descripción	C.dad
TENDERFLASK	TENDER FLASK MUFLA EN PLEXIGLÁS se compone de: base en Plexiglás tapas en Plexiglás insertos en Plexiglás	1 Ud 2 Uds 2 Uds



Tender flask in press mufla multifuncional para inyección o moldeo

Toronto bridge, Prótesis total, Dimas quirúrgicas, Provisionales, Bite, Duplicación de modelos, Coronas puentes de composite
Base: 10,4 x 10,6 x h 7,5 cm

Mufla con tapas de diferentes materiales:

- Transparente para composite, disponible con dos alturas
- De fibra de vidrio para acrílico con contra-molde de silicona
- De aluminio para acrílico con contra-molde de yeso



Verticuladores para resina y composite



Código	Descripción	C.dad
TXF1	TENDER FLASK IN-PRESS COMPLETA Base de aluminio Varillas de acero inoxidable standard Tapa de aluminio pulido Tapa negra de fibra de vidrio Tapa de policarbonato transparente estándar Varillas de acero inoxidable small Tapa de policarbonato transparente small Base para Tender Tray 4 con imán incorporado Contra imanes para Tender Tray 4 Cerradura a presión de acero inoxidable Platillo de compresión Extractor para yeso Tapones para cerrar orificios de la parte superior Esferas de relleno	1 Ud 3 Uds 1 Ud 1 Ud 1 Ud 3 Uds 1 Ud 2 Uds 4 Uds 1 Ud 1 Ud 2 Uds 6 Uds 100 Uds
TXF2	TENDER FLASK SMALL para composite Base de aluminio Varillas de acero inoxidable small Tapa de policarbonato transparente small Base para Tender Tray 4 con imán incorporado Contra imanes para Tender Tray 4 Cerradura a presión de acero inoxidable Platillo de compresión Extractor para yeso Esferas de relleno	1 Ud 3 Uds 1 Ud 2 Uds 4 Uds 1 Ud 1 Ud 2 Uds 100 Uds
TXF5C	VERTICULADOR para composite Tapa + base con espaciadores y sujeciones	1 Ud
TXF5B	VERTICULADOR para resina/cerámica Tapa + base con espaciadores y sujeciones	1 Ud
TXF5CC	Tapa Verticulador para composite	1 Ud
TXF5BC	Tapa Verticulador para resina/cerámica	1 Ud
TXF5FG	Espaciadores y sujeciones para verticuladores	12+3 Uds
TXF12	TENDER TRAY 4 MAGNETIC Base lisa para mufla y split cast	5 Uds
TXF22	Imanes para Tender Tray 4	5 Uds
TXF41	Esferas de relleno	100 Uds
TXF1B	Base mufla de aluminio (molde para split cast)	1 Ud