

Integral plus

Estética y Función Plus



BIS-GMA FREE
**BPA
FREE**
NO BISPHENOL A



AMCOP[®]



ELASTODONTIC[®]
Therapy

ortodonzia
M[®]
GRUPPO
MICERIUM

Integral plus

El Activador **Bio-Integral Plus** es un nuevo dispositivo elastodontico.

De la gama de **Bio-Activores Amcop**, indicado para el tratamiento de los arcos, en fase de alineamiento de los elementos dentales que los componen con dispositivos fijos de tipo multibracket.



Integral Plus también es adecuado para resolver problemas esqueléticos que involucran arcos distorsionados y no alineados; a través de una acción ortopédica específica adquirida por el dispositivo, con el fin de mejorar las relaciones entre el maxilar superior y la mandíbula, además de una liberación del tono muscular.

En definitiva, con el uso del dispositivo **Integral Plus**, será posible mejorar el complejo esquelético cráneo-facial, en consideración de las relaciones entre los huesos del cráneo y la cara, con los dientes y sus bases óseas en un contexto global que incluye el sistema diente-periodonto, esquelética, neuromuscular y articulación temporo-mandibular (ATM). El objetivo es obtener una completa

reprogramación del sistema estomatogátrico, a través de una recuperación óptima de la forma y la función. El Bio-Activador **Integral Plus** ha sido diseñado con características que se pueden colocar al mismo tiempo en arcos dentales que tienen dispositivos fijos de tipo multibrackets, utilizando una guía particular colocada en la pared interior de la brida superior e inferior.

Adecuado para acomodar dentro de los mismos diferentes tipos de equipos fijos de tipo multibrackets. El dispositivo fue diseñado con el modelado de una guía oclusal específica, para que pueda adaptarse a diferentes tipos de forma de arco a diferencia de los Bio-Activadores **Amcop**, que se caracterizan por cuatro dispositivos con su propia forma. Además, la guía oclusal fue diseñada con un único plano ocluido correspondiente al de tipo integral a diferencia de los Bio-Activadores **Amcop**, que se caracterizan por diferentes tipos de planes oclusales.

IP 3

Dispositivo pequeño
Color **Rojo**
Tamaño transversal de 55mm*

IP 4

Dispositivo medio
Color **Rojo**
Tamaño transversal de 60mm*

IP 5


Dispositivo grande
Color **Rojo**
Tamaño transversal de 65mm*

* Medición detectada por la distancia transversal que separa las cúspides vestibulares de los seis superiores

Integral plus



Estética y Función Plus



Siempre está presente el botón en la zona palatina correspondiente al spot palatino (zona palatina retroincisiva superior) para una educación funcional de la lengua.

Los dispositivos se consideraron en tres medidas.

INDICACIONES ADICIONALES

El dispositivo Integral Plus también se indica en caso de:

- Problemas con la articulación Temporo-Mandibular(ATM)
- Bruxismo (Rechinamiento Nocturno)
- Ciertos problemas de tensión neuromuscular
- Dolores de cabeza de carácter musculotensivo en pacientes predispuestos

CONTRAINDICACIONES

El dispositivo **Integral Plus** está contraindicado en caso de:

- Elementos dentales con mayor movilidad de carácter periodontal
- Gingivitis

AMCOP
Integral plus




Integral plus



caso clínico Dr. F. Cardarelli

DISPOSITIVO INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE ARCOS DENTALES EN LA FASE DE ALINEACIÓN

OTROS DISPOSITIVOS AMCOP



BIO-ACTIVATOR



OPEN

PREGUNTE A SU DENTISTA

SELLO DE ESTUDIO

AMCOP®

ortodonzia
M
GRUPPO
MICERIUM

ELASTODONTIC®
therapy