


BIO BIO-ACTIVADORES DTM - CLASE II Y III



MODELO SC

Aparato para el tratamiento de las segundas clases esqueléticas de Angle. Corrige las segundas clases esqueléticas mediante el reposicionamiento de las arcadas dentarias en clave de primera clase con el consiguiente reacondicionamiento de las articulaciones temporomandibulares (ATM).



MODELO TC

Aparato para el tratamiento de las terceras clases esqueléticas de Angle. Corrige las terceras clases esqueléticas reposicionando las arcadas dentarias en la llave de primera clase con el consiguiente reacondicionamiento de las articulaciones temporomandibulares (ATM).



Clase II INDICACIONES

- se utiliza en dentición mixta caduca y permanente
- corrige la clase II esquelética reposicionando las arcadas dentales en clave de clase I
- corrige las líneas medias y equilibra la ATM
- corrige los hábitos disfuncionales
- determina la prealineación de los dientes

INDICACIONES Clase III

- se utiliza en dentición mixta caduca y permanente
- corrige la clase III esquelética reposicionando las arcadas dentales en clave de clase I
- corrige las líneas medias y equilibra la ATM
- corrige los hábitos disfuncionales
- determina la prealineación de los dientes

CONTRAINDICACIONES

- elementos dentales con movilidad periodontal pronunciada
- gingivitis manifiesta

MEDIDAS Y CÓDIGO

MODELO	1/45 mm	2/50 mm	3/55 mm	4/60 mm	5/65 mm
SC	SC1-DTM	SC2-DTM	SC3-DTM	SC4-DTM	SC5-DTM
TC	TC1-DTM	TC2-DTM	TC3-DTM	TC4-DTM	TC5-DTM