


BIO BIO-ACTIVADORES ESPECÍFICOS • INTEGRAL PLUS

Integral plus



El Bio Bio-Activador **INTEGRAL PLUS** es un nuevo aparato de elastodoncia de la gama A.M.C.O.P. de la gama A.M.C.O.P. Bio Bio-Activadores, indicado para el tratamiento de la de las arcadas, durante la fase de alineación de los elementos dentales que las componen, con dispositivos fijos multibrackets. Mediante una guía especial colocada en la pared interior de las bridas superior e inferior, apta para alojar en su interior los diferentes tipos de dispositivo fijos con el fin de mejorar, al mismo tiempo que la alineación de los dientes, los problemas funcionales, esqueléticos, articulares y neuromusculares.


INDICACIONES

Con el uso del dispositivo **INTEGRAL PLUS**, será posible mejorar el complejo esquelético craneofacial, considerando las relaciones entre los huesos del cráneo y de la cara, con los dientes y sus respectivas bases óseas en un contexto global que incluye los sistemas dento-parodontales, esqueléticos, neuro-musculares y de la articulación temporomandibular (ATM). El dispositivo ha sido diseñado con la conformación de una guía oclusal específica, de modo que puede adaptarse a diferentes tipos de forma de arcada

El botón de la zona plantar correspondiente al punto palatino (zona palatina retroincisiva superior) está siempre presente para la educación funcional de la lengua.

El dispositivo **INTEGRAL PLUS** también está indicado en caso de:

- Problemas conjuntos Articulaciones temporomandibulares (ATM)
- Bruxismo (molienda nocturna)
- Problemas de tensión determinados de naturaleza neuro-muscular
- Dolores de cabeza por tensión muscular en pacientes predispuestos



CONTRAINDICACIONES

El dispositivo **INTEGRAL PLUS** está contraindicado en los siguientes casos:

- Presencia de arcos de acero
- Presencia de curvas invertidas
- Presencia de elásticos entre arcos
- Presencia de elevaciones oclusales
- Elementos dentales acentuados movilidad de carácter periodontal
- Gingivitis confirmada

MEDIDAS Y CÓDIGOS

MODELO	1/45 mm	2/50 mm	3/55 mm	4/60 mm	5/65 mm
INTEGRAL PLUS	-	-	BIO-IP3	BIO-IP4	BIO-IP5