

# ENA ORAL CARE

## SMART PROPHY PASTAS, CEPILLOS Y GOMAS PARA PROFILAXIS

Pasta para profilaxis dental con 3 índices de abrasividad diferentes, en jeringas con puntas desechables para una aplicación precisa. Nueva pasta sin flúor para pacientes de implantes.



Cepillos a copa con cerdas flexibles en nylon y gomas para profilaxis, a usar solos o con pasta de profilaxis

Código	Descripción	C.dad
<b>ECPO1</b> <b>ECPO1B</b>	<b>SMART PROPHY</b> Cepillos Nylon suaves Rosas Cepillos RA Cepillos RA	12 Uds 100 Uds
<b>ECPO2</b> <b>ECPO2B</b>	<b>SMART PROPHY</b> Cepillos Nylon naturales Blancos Cepillos RA Cepillos RA	12 Uds 100 Uds
<b>ECPO3</b> <b>ECPO3B</b>	<b>SMART PROPHY</b> Cepillos Nylon duros Azul Cepillos RA Cepillos RA	12 Uds 100 Uds
<b>ECPO4L</b> <b>ECPO4LB</b>	<b>SMART PROPHY</b> Cepillos Small naturales Blancos Cepillos RA (largo 23,5 mm) Cepillos RA (largo 23,5 mm)	12 Uds 100 Uds

Código	Descripción	C.dad
<b>SDI3B</b>	<b>PROPHY PASTE</b> en tubo azul para tártaro (250 RDA)	60 ml
<b>SDI3V</b>	<b>PROPHY PASTE</b> en tubo verde para placa gruesa (170 RDA)	60 ml
<b>SDI3R</b>	<b>PROPHY PASTE</b> en tubo rosa para placa fina (120 RDA)	60 ml
<b>ECP30B</b>	<b>SMART PROPHY paste</b> 6 jeringas con 25 aplicadores azul para tártaro (250 RDA)	6x3 ml
<b>ECP30V</b>	<b>SMART PROPHY paste</b> 6 jeringas con 25 aplicadores verde para placa gruesa (170 RDA)	6x3 ml
<b>ECP30R</b>	<b>SMART PROPHY paste</b> 6 jeringas con 25 aplicadores rosa para placa fina (120 RDA)	6x3 ml
<b>ECP30K</b>	<b>SP SMART PROPHY KIT</b> Pasta para profilaxis en jeringas con aplicadores orales Prophy pasta azul 250 RDA Prophy pasta verde 170 RDA Prophy pasta rosa 120 RDA Aplicadores orales ø 1,8 mm Cepillos para profilaxis surtidos Gomas para profilaxis surtidas	3 ml 3 ml 3 ml 25 Uds 4 Uds 2 Uds



Código	Descripción	C.dad
<b>ECP31</b> <b>ECP31B</b>	<b>SMART PROPHY</b> Gomas medias Púrpura Gomas RA Gomas RA	12 Uds 100 Uds
<b>ECP41</b> <b>ECP41B</b>	<b>SMART PROPHY MINI</b> Gomas RA suaves Rosas Gomas RA Gomas RA	12 Uds 100 Uds
<b>ECP42</b> <b>ECP42B</b>	<b>SMART PROPHY MINI</b> Gomas RA medias Púrpura Gomas RA Gomas RA	12 Uds 100 Uds
<b>ECP43</b> <b>ECP43B</b>	<b>SMART PROPHY MINI</b> Gomas RA duros Azul Gomas RA Gomas RA	12 Uds 100 Uds

## EASY CURETTE

### Cureta universal, afilado duradero

Marcas milimetradas y dos flechas por cada punta para indicar la doble zona de corte

Código	Descripción	C.dad
<b>EC001T</b>	Cureta universal en titanio Ideal alrededor de los implantes	1 Ud

