

ENA MATRIX

Matrices transparentes y metálicas en rollo



Instrumentos



Código	Descripción	C.dad
EMRT08	Matrices transparentes (h 8 mm - espesor 0,050 mm)	10 mt
EMRT10	Matrices transparentes (h 10 mm - espesor 0,050 mm)	10 mt
EMRM53	Matrices metálicas (h 5 mm - espesor 0,035mm)	3 mt
EMRM55	Matrices metálicas (h 5 mm - espesor 0,050 mm)	3 mt
EMRM63	Matrices metálicas (h 6 mm - espesor 0,035mm)	3 mt
EMRM65	Matrices metálicas (h 6 mm - espesor 0,050 mm)	3 mt
EMRM73	Matrices metálicas (h 7 mm - espesor 0,035mm)	3 mt
EMRM75	Matrices metálicas (h 7 mm - espesor 0,050 mm)	3 mt

Código	Descripción	C.dad
EMAS	Anillo en acero con alas en "V"	1 Ud

SAFE MATRIX

Safe Matrix

Matrices circulares sencillas, flexibles y precisas

- **Aplicación universal**

SafeMatrix es adecuado para todas las cavidades MO/OD y MOD, así como para reconstrucciones de cúspides como escudo protector para el diente adyacente durante la preparación.

- **Compatibilidad**

Se puede utilizar con todos los materiales de restauración, con cuñas y diques de goma.

- **Ajuste óptimo**

El mecanismo de tensión y el ajuste cónico al diente aseguran un estrecho contacto interproximal.

- **Diseño que facilita su uso**

El cuello estrecho y los bordes redondeados garantizan un acceso fácil y seguro durante el tratamiento.

- **Higiénico**

Cada matriz se empaqueta individualmente ya que es un producto desechable.

- **Ahorro de tiempo**

Banda y soporte se ensamblan rápidamente

- **Delicado**

Elimina el riesgo de lesiones en las encías y en las mejillas, a menudo causadas por bordes afilados o superficies corroidas en los soportes metálicos.

Código	Descripción	C.dad
E19000	MATRICES CIRCULARES SAFE MATRIX Matrices desechables Narrow verdes de 4,5 mm para premolares y temporales	50 Uds
E19005	MATRICES CIRCULARES SAFE MATRIX Matrices desechables Wide Blue 6 mm para molares	50 Uds
E19001	MATRICES CIRCULARES SAFE MATRIX Contornos anatómicos Matrices desechables Narrow amarillas 4,5 mm para premolares y temporales	50 Uds
E19006	MATRICES CIRCULARES SAFE MATRIX Contornos anatómicos Matrices desechables Wide orange 6 mm para molares	50 Uds



3 PASOS para un relleno perfecto

1. Prepare la banda SafeMatrix empujando el pasador en el lado en el que desea que la banda se estreche hasta que el pasador quede al ras con el soporte. Este lado debe colocarse hacia la encía. La banda se ajusta cónicamente a la anatomía del diente.



2. Coloque la banda de matriz alrededor del diente y guíela cuidadosamente hasta su lugar. Apriete la banda girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj. La banda se puede pulir si es necesario. Use cuñas si es necesario.



3. Cree su empaste restaurador y cuidelo como de costumbre. Retire la banda girando el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarla y illsto!

