

FUNCTIONAL

# ELASTOOSAS

by amcop



*¡Deja de roncar!*



**AMCOP**<sup>®</sup>  
BIO ACTIVADOR

ortodonzia  
**M**  
GRUPPO  
MICERIUM

  
ELASTODENT<sup>®</sup>  
Therapy

FUNCIONAL

# ELASTOOSAS

**Elastoosas** es un nuevo dispositivo elastodontico de la gama **Bio-Activores Amcop**, se ha realizado con material médico termo elástico y tiene como objetivo liberar las vías respiratorias, por medio de una acción funcional específica, reduciendo sustancialmente el ronquidos y episodios de apnea del sueño.



**OSAS 3**



**OSAS 4**



**OSAS 5**



DISPOSITIVO INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RONQUIDOS Y LA APNEA DEL SUEÑO

## LOS BENEFICIOS ELASTOOSAS

Un aumento en la dimensión vertical de la boca a través de un plano oclusal elevado apropiado.

Un adelantamiento de la mandíbula mediante la protrusiva de la guía inferior.

Una lengua posicionada hacia arriba y hacia adelante, sostenida por un plano guía de tipo rampa (Elevador lingual)

Mejora la respiración nasal a expensas de la oral, gracias a la función de las bridas vestibulares.

PREGUNTE A SU DENTISTA

SELLO DE STUDIO

**AMCOP**<sup>®</sup>  
BIO ACTIVADOR

ortodoncia  
**M**<sup>®</sup>  
GRUPPO  
MICERIUM