

Tizian Compact Fresatore per CAM Alta precisione con qualsiasi materiale

CARATTERISTICHE

4 assi | 3 blocchi | 8 frese | umido

Eccezionale precisione

- Restauri in ultra HD
- Mandrino con cuscinetti in ceramica ibrida a quattro strati per la massima scorrevolezza

Design sofisticato


- 8 getti di liquido per il raffreddamento
- Alta velocità fino a 60.000 rpm
- Alta qualità industriale

Completamente indipendente

- Blocchetti di 30 tipi di materiali da 12 fabbricanti (in aumento)
- Oltre 140 abutments prefabbricati in titanio e cromo cobalto da 11 fabbricanti
- Ideale per il laboratorio e studi con laboratorio

Massima economia

- Lavora fino a tre blocchi contemporaneamente
- Cambia automaticamente fino a 8 frese
- Garanzia di 24 mesi



Ref	Descrizione	Q.tà
523190	Tizian Compact Fresatore CAD-CAM	1 pz

Frese di precisione

- Strumenti rotanti per fresatura e rifinitura con sofisticate geometrie di taglio
- Per tutti i tipi di materiali: cera, PMMA, zirconia, composito, titanio, cromocobalto, ceramiche vetrose
- Servizio di assistenza di prima classe

CAM Software

- Software ad alte prestazioni per importare file STL dai più comuni programmi CAD